

4X SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液

货号: PMK0204。

保存: 室温保存, 有效期 12 个月。

规格: 100ml /500ml。

用途: 用于 SDS-PAGE 凝胶浓缩胶(也称上层胶、积层胶)的制备。

产品简介:

本试剂是由 Tris 和 SDS 混合而成的, 主要用于 SDS-PAGE 凝胶(变性聚丙烯酰胺凝胶)制备实验, 配制浓缩胶时, 10ml 制胶体系加入 2.5ml 本产品(4 倍稀释)。

产品内容:

货号	PMK0204-100	PMK0204-500
4X SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液	100ml	500ml

使用说明: 按照如下表格配制 SDS-PAGE 的浓缩胶(也称上层胶、积层胶)

成分	配制不同体积 SDS-PAGE 浓缩胶所需各成分的体积(ml)					
5%胶	2ml	3ml	4ml	6ml	8ml	10ml
蒸馏水	1.15	1.72	2.29	3.44	4.62	5.7
30%Acr-Bis(29:1)	0.33	0.5	0.67	1.0	1.3	1.7
浓缩胶缓冲液(4X)	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5
10%过硫酸铵	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
TEMED	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.01

注意事项:

若有白色沉淀析出, 是由于温度较低 SDS 析出导致, 可置于水浴温育, 析出结晶溶解后混匀再使用。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: